

Utilização Bonefill® Bloco, Implantes Biomose XP & Surgitime Titânio SEAL



Caso clínico cedido por
Clinical case courtesy of

Prof. Dr. Fábio Mizutani
Fabio Mizutani, DDS Ms

Evidências Clínicas
Clinical Evidence

Técnicas Cirúrgicas
Surgical Technique

Segurança & Biocompatível
Safe & Biocompatible

Bionnovation
biomedical

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
b i o m e d i c a l

by: Fábio Shiniti Mizutani, DDS, MS. (São Paulo / SP - Brazil)

Quadro Clínico / Clinical Condition

Paciente do gênero masculino, 70 anos de idade, compareceu ao consultório com coroa protética descolada há 1 mês. Em exame clínico nota-se a presença de um pólipó dental, característico de comunicação por fratura radicular. Em anamnese paciente relata ser transplantado hepático, safenado, e fazer uso de medicação para controle de pressão cardíaca, colesterol e anti-trombolíticos.

Aplicação e Tratamento proposto / Application and Proposed treatment

Foi proposto ao paciente exodontia do elemento dental, com curetagem alveolar, implante imediato com enxerto intra alveolar para manutenção volumétrica e selamento do alvéolo para manutenção de integridade e proteção do coágulo.

Pós Operatório / Post OP

Paciente em acompanhamento clínico e radiográfico mensal, há 3 meses.
Sem sinal de perda tecidual e volumétrica

Follow up

Tomografia 3 meses de acompanhamento

Produtos / Products:

Cod. 16890 - Surgitime Titânio SEAL 34 x 25 mm (0,04 mm)
Cod. 16495 - Bonefill Porous 5 x 10 x 10 mm
Implante Biomorse XP

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
biomedical


1. Vista Oclusal



2. Instrumentação



3. Biomorse XP



4. Instalação do implante Biomorse XP



5. Implante Posicionado



6. Morfologia do Bonefill Bloco Cod. 16498



7. Verificação da anatomização



8. Verificação da anatomização do Bonefill Bloco



9. Instalação do Bonefill por pressão



10. Observar molhabilidade do Bonefill Bloco



11. Bonefill Bloco instalado



12. Cod. 16890 Surgitime Titânio Seal

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
biomedical

13. Anatomização da Surgitime Titânio SEAL




14. Introdução da Surgitime Titânio SEAL



15. Sutura



16. Pós Operatório 10 dias




17. Remoção da sutura



18. Remoção da Tela. Notar tecido de granulação formado sem exposição de biomaterial e Implante



19. Pós Operatório 10 dias



20. Tomografia 106



21. Tomografia 110