

KITS BIONNOVATION

Características

- Estojo de alta resistência
- Espaço para instrumentais



- Kit para Instalação de Implantes - 13021



- Kit Protético - 13023



- Kit Osteótomo - 13055



- Kit Expansor - 13056



- Kit Ortodôntico - 13119



- Bandeja Cirúrgica Bionnovation - 13092



- Bandeja Broqueiro Bionnovation - 13086



- Bandeja Kit Bionnovation II - 13088

0800 707 3824
sac@bionnovation.com.br
bionnovation.com.br

FILIAL BAHIA
Rua Altino Serbeto de Barros, 173 - Salas 107/108 - Itaigara
41830-492 - Salvador - BA
Tel. 71 3354-2364 / 3353-3202
e-mail: filial.ba@bionnovation.com.br


FILIAL SÃO PAULO
Rua José Maria Lisboa 860 - 1º Andar - Jardim Paulista
01423-001 - São Paulo - SP
Tel. 11 2935-5146 / 2935-5147
e-mail: filial.sp@bionnovation.com.br

FILIAL MINAS GERAIS
Rua Pernambuco, 353 - Salas 512 e 513 - Savassi
30130-150 - Belo Horizonte - MG
Tel. 31 3327-7912 / 31 3327-7912
e-mail: filial.mg@bionnovation.com.br

FILIAL JUIZ DE FORA – MG
Av. Barão do Rio Branco, 2828-603 - Centro
36016-311 - Juiz de Fora-MG
Tel. 32 3211-7194
e-mail: filial.jf@bionnovation.com.br

FÁBRICA BAURU - SP
R. Laureano Garcia,1 - 275 - Distrito Industrial II
17039-760 - Bauru - SP
Tel. 14 4009 2400 / 14 3203 6024 / 14 3203 3918

FILIAL UBERLÂNDIA (EM BREVE)
Av. João Naves de Ávila, 507 - Sala 3
38400-600 - Centro - Uberlândia
e-mail: filial.udi@bionnovation.com.br



/bionnovation



/bionnovationimplantes

Imagem Brasil Produções.com.br

2013 © Bionnovation Biomedical Rev. 01/2013 - Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio. As figuras são apenas de caráter ilustrativo.

A solução completa para o sucesso da sua cirurgia.



Mini Catálogo

Bionnovation
implantes e biomateriais
Engenharia para um sorriso perfeito!

BIOMATERIAIS

ENXERTO ÓSSEO

BONEFILL®

REG. ANVISA 10392710012



Descrição

Osso Bovino Liofilizado, material biocompatível apresentado em granulação adequada e com características osseocundutoras visando auxiliar nos processos de regeneração óssea.

Tipos de Granulação

Granulação Fina de 0,1 a 0,6 mm - 0,5 g	16001
Granulação Média de 0,6 a 1,5 mm - 0,5 g	16024
Granulação Grossa de 1,5 a 2,5 mm - 0,5 g	16026

HIDROXIAPATITA

REG. ANVISA 10392710010



Descrição

Enxerto sintético de cerâmica granulada produzida a partir do Hidróxido de Cálcio e Ácido Fosfórico, contém características osseocundutoras visando auxiliar no processo de regeneração óssea.

Tipos de Granulação

Granulação de 0,05 a 0,1 mm - 0,5 g	16028
Granulação de 0,35 a 0,4 mm - 0,5 g	16029
Granulação de 0,5 a 0,6 mm - 0,5 g	16030
Granulação de 0,7 a 0,8 mm - 0,5 g	16031
Granulação de 0,9 a 1,0 mm - 0,5 g	16032
Granulação 1,41 mm - 0,5 g	16033

BETA TCP

REG. ANVISA 10392710019



Descrição

Beta Fosfato Tricálcio(BTCP) de fase pura (91,67%) é uma cerâmica granulada sintética, reabsorvível feita a partir de Hidróxido de Cálcio, Ácido Fosfórico. É utilizado como matriz para substituição ou modificação do tecido ósseo, pois apresenta identidade, em termos de composição, com a matriz óssea e permite a restauração deste tecido através do processo de osteocondução.

Tipo de Granulação

Granulação de 0,1 a 0,5 mm - 0,5 g	16057
------------------------------------	-------

MEMBRANA NÃO ABSORVÍVEL DE PTFE POROSO

SURGITIME PTFE

REG. ANVISA: 1039710009



Descrição

Membrana de politetrafluoretileno(PTFE) não absorvível 100% biocompatível sintética e sem origem animal.Considerada como barreira para regeneração tecidual é indicada para procedimentos regenerativos.

Medidas

Retângulo 30 x 20 mm 0,1mm - 1 unidade	16021
Retângulo 30 x 20 mm 0,25mm - 1 unidade	16044

IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO - HE

TORQUE DIRETO - TD

Implantes com hexágono 2,7mm, componentes protéticos compatíveis com plataforma regular (RP)

Cônicos				Cilíndricos	
Ø 3,3 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm
10,0 mm - 01276 11,5 mm - 01277 13,0 mm - 01278 15,0 mm - 01279	8,5 mm - 01186 10,0 mm - 01173 11,5 mm - 01174 13,0 mm - 01175 15,0 mm - 01176	8,5 mm - 01189 10,0 mm - 01190 11,5 mm - 01191 13,0 mm - 01192 15,0 mm - 01193	8,5 mm - 01196 10,0 mm - 01197 11,5 mm - 01198 13,0 mm - 01199	8,5 mm - 01209 10,0 mm - 01210 11,5 mm - 01211 13,0 mm - 01212 15,0 mm - 01213	8,5 mm - 01216 10,0 mm - 01217 11,5 mm - 01218 13,0 mm - 01219 15,0 mm - 01220

Chaves para Instalação de Implantes HE - TD

Adaptador para Torquímetro (13051 ou 13052)

Chaves para Contra-Ângulo (13053 ou 13054)

CLASSIC CILÍNDRICO

Ø 2,9 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
10,0 mm - 01001 11,5 mm - 01002 13,0 mm - 01003 15,0 mm - 01004	10,0 mm - 01005 11,5 mm - 01006 13,0 mm - 01007 15,0 mm - 01008	7,0 mm - 01009 8,5 mm - 01010 10,0 mm - 01011 11,5 mm - 01012 13,0 mm - 01013 15,0 mm - 01014	7,0 mm - 01016 8,5 mm - 01017 10,0 mm - 01018 11,5 mm - 01019 13,0 mm - 01020 15,0 mm - 01021	7,0 mm - 01023 8,5 mm - 01024 10,0 mm - 01025 11,5 mm - 01026 13,0 mm - 01027

CÔNICO

Ø 3,3 mm	Ø 3,75 mm	Ø 5,0 mm
10,0 mm - 01133 11,5 mm - 01134 13,0 mm - 01135 15,0 mm - 01136	10,0 mm - 01139 11,5 mm - 01140 13,0 mm - 01141 15,0 mm - 01142	10,0 mm - 01145 11,5 mm - 01146 13,0 mm - 01147

Chaves para Instalação de Implantes HE com Montador

Adaptador para Contra-Ângulo (13009)

Adaptador para Torquímetro (13028 ou 13042)

SOLUÇÃO PROTÉTICA HE

COMPONENTES

Opções protéticas para todas as plataformas. Fotos ilustrativas plataforma RP(4,1mm)

Transferidor de Moldagem	Análogo	Componente Provisório	Prótese Parafusada TIPREP ®		Prótese Parafusada UCLA		Parafuso Avulso Definitivo
			Pilar Definitivo com Parafuso Sextavado	Pilar Definitivo com Parafuso Quadrado	Pilar Definitivo com Parafuso Sextavado	Pilar Definitivo com Parafuso Quadrado	
Moldeira Aberta			Reto	Reto	Co-Cr	Co-Cr	
Moldeira Fechada			Angulado 15°	Angulado 15°	Plástico	Plástico	DLC
			TIPREP ® titânio preparado				

PILAR MINI CÔNICO UNITÁRIA E MÚLTIPLA

Pilar Intermediário	Transferidor de Moldagem	Análogo	Componente Provisório	Componente Calcínável	Parafuso Avulso Definitivo	Outros Componentes
Reto	Moldeira Aberta					
Angulado	Moldeira Fechada					Capa de Proteção

OVERDENTURE

Pilar Esférico	Componente Calcínável	Outros Componentes
	Cápsula Plástica	Cápsula Metálica
		Anel de Retenção

Sem Hexágono / No Hexed / Sin Hexágono Com Hexágono / Hexed / Con Hexágono Hexagonal / Hexed / Hexagonal Quadrado / Square / Cuadrada

IMPLANTES HEXÁGONO INTERNO - HI

CÔNICOS

Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm
10,0 mm - 01159 11,5 mm - 01160 13,0 mm - 01161 15,0 mm - 01162	10,0 mm - 01421 11,5 mm - 01422 13,0 mm - 01423 15,0 mm - 01424	10,0 mm - 01163 11,5 mm - 01164 13,0 mm - 01165 15,0 mm - 01166	10,0 mm - 01437 11,5 mm - 01438 13,0 mm - 01440 15,0 mm - 01439	10,0 mm - 01167 11,5 mm - 01168 13,0 mm - 01169	10,0 mm - 01429 11,5 mm - 01430 13,0 mm - 01431

Chaves para Instalação de Implantes HI

Adaptador para Torquímetro (13040 ou 13043)

Chaves para Contra-Ângulo (13037 ou 13047)

Adaptador para Torquímetro (13039 ou 13044)

Chaves para Contra-Ângulo (13036 ou 13046)

ANCORAGEM ORTODÔNTICA

MINI IMPLANTE ORTODÔNTICO

Auto-roscante com Perfil Transmucoso Curto (1mm)

Cód.	Perfil	Comp.
17008	1,4 mm	7,0 mm
17010	1,4 mm	9,0 mm
17012	1,4 mm	11,0 mm
17001	1,6 mm	7,0 mm
17002	1,6 mm	9,0 mm
17003	1,6 mm	11,0 mm
17023	1,8 mm	7,0 mm
17025	1,8 mm	9,0 mm
17027	1,8 mm	11,0 mm
17004	2,0 mm	7,0 mm
17005	2,0 mm	9,0 mm
17006	2,0 mm	11,0 mm

- Características
- Cabeça em formato de BALL encaixe de fio, mola ou elástico
 - Auto-roscentes com perfil transmucoso curto de 1mm e comprimentos reduzidos de 7mm, 9mm e 11mm
 - Diâmetro do furo: 0,7mm
 - Instalação de 20 a 25 RPM
 - Parafusos produzidos em titânio F136 liga de alumínio-vanádio (Ti-6Al-4V) de acordo com a norma ASTM (American Society for Testing and Materials)

SOLUÇÃO PROTÉTICA HI

COMPONENTES

Opções protéticas para todas as plataformas. Fotos ilustrativas plataforma 4,2mm

Transferidor de Moldagem	Análogo	Componente Provisório	Prótese Parafusada TIPREP ®		Prótese Parafusada UCLA		Parafuso Avulso Definitivo
			Pilar Definitivo com Parafuso Sextavado	Pilar Definitivo com Parafuso Quadrado	Pilar Definitivo com Parafuso Sextavado	Pilar Definitivo com Parafuso Quadrado	
Moldeira Aberta			Reto	Reto	Co-Cr	Co-Cr	
Moldeira Fechada			Angulado 15°	Angulado 15°	Plástico	Plástico	DLC
			TIPREP ® titânio preparado				

PILAR MINI CÔNICO UNITÁRIA E MÚLTIPLA

Pilar Intermediário	Transferidor de Moldagem	Análogo	Componente Provisório	Componente Calcínável	Parafuso Avulso Definitivo	Outros Componentes
Reto	Moldeira Aberta					
Angulado	Moldeira Fechada					Capa de Proteção

OVERDENTURE

Pilar Esférico	Componente Calcínável	Outros Componentes
	Cápsula Plástica	Cápsula Metálica
		Anel de Retenção

Sem Hexágono / No Hexed / Sin Hexágono Com Hexágono / Hexed / Con Hexágono Hexagonal / Hexed / Hexagonal Quadrado / Square / Cuadrada

CICATRIZADOR

	2,0 mm
	3,0 mm
	4,0 mm
	5,0 mm
	Com Hexágono 1,2mm